



REQUISIÇÃO DE USO

Polarímetro – ADP440



N°

Aluno: _____ Orientador: _____ Data: _____

e-mail: _____ Telefone: _____

Número de amostra(s): _____ Tempo de uso: _____

Características físicas da(s) amostra(s): _____

Hora (Início): _____ Hora (Fim): _____

Informações sobre as amostras:

Cuidados com o polarímetro: deixar que o polarímetro estabilize durante pelo menos 30 minutos após ligar e antes de efetuar leituras de precisão; após efetuar as leituras, limpar sempre o tubo do polarímetro; limpar o tubo com água destilada e para remover resíduo de óleo proveniente da amostra limpar com álcool etílico. NUNCA utilizar acetona ou outros tipos de solventes agressivos ou quaisquer fluidos abrasivos para limpar o polarímetro.

Eu, _____ (RESPONSÁVEL PELO SOLICITANTE), abaixo assinado, assumo total responsabilidade por eventuais danos ou avarias causados ao equipamento, decorrentes de incompletude, omissão ou imprevisão das informações apresentadas neste formulário.

Aos responsáveis pelo equipamento é reservado o direito da não execução da análise caso seja(m) previsto(s) risco(s) ao equipamento.

Nome e assinatura do solicitante do uso do equipamento

Nome e assinatura do RESPONSÁVEL pelo solicitante